



mit absenkbarer Rückenlehne

Aquatec® Orca XL

- ... Sehr stabiler, robuster Rahmen: verstärkte Hubschere und Grundplatte
- ... Wartungsfreies Hochleistungs-Antriebssystem
- ... Hohe Rückenlehne mit ausgeformter Nackenstütze, kann mit nur einer Hand aufgestellt und eingeklappt werden
- ... Rückenlehne bis 40° absenkbar
- ... Ergonomisches, schwimmfähiges Handbedienteil – liegt sicher in der Hand, gut zu umfassen
- ... Senkrechte Anordnung der Bedientasten für eine einfache Handhabung
- ... Akku und Steuerung im Handbedienteil integriert
- ... Neueste Lithium-Ion Akkuzellen auf Manganbasis: besonders tiefentladesicher, kein Memory-Effekt
- ... Abknöpf- und maschinenwaschbare Komplettbezüge
- ... Einsatz auch ohne Bezug möglich – durch die strukturierte Oberfläche und nahtlose Verbindung von Sitzplatte und Seitenklappen
- ... Patentierte, selbstbelüftende Sauger: lassen sich ganz leicht lösen
- ... Optimal gestaltete Bodenplatte – deutlich mehr Platz in der Badewanne
- ... Einfache und schnelle Reinigung durch glatte Oberflächen
- ... In 2 Teile zerlegbar
- ... Sehr leicht: Sitz wiegt nur 7,5 kg
- ... Besonders hohe Belastbarkeit, bis 170 kg!

Bestellnummer	 Aquatec® Orca XL
Badewannenlifter, weiß, mit Bezug	1471066
Hilfsmittelverzeichnisnummer	beantragt
Abmessungen	
Sitzbreite ohne Seitenklappen	375 mm
Sitzbreite mit Seitenklappen (A)	715 mm
Sitztiefe (B)	490 mm
Sitzhöhe max. (C)	420 mm
Sitzhöhe min.	60 mm
Breite Rückenlehne (D)	360 mm
Höhe Rückenlehne (E)	665 mm
Gesamttiefe (Rückenlehne aufrecht) (F)	650 mm
Gesamttiefe (Rückenlehne abgesenkt)	920 mm
Gesamthöhe mit Rückenlehne (G)	1075 mm
Standfläche	580x285 mm
Bezugstärke	3 mm
Weiteres	
Gesamtgewicht ohne Handbedienteil	12,1 kg
Gewicht Sitz	7,5 kg
Gewicht Rückenlehne	4,6 kg
Gewicht Handbedienteil	0,4 kg
Belastbarkeit	170 kg!
Rückenlehne absenkbar bis	40°
Farbe	weiß



Hochleistungs-Antriebssystem

