


SOFTflex: Das neue
Gestrick für eine moderne
Standardversorgung.



SOFTflex – samtig weich, anschmiegsam u

NEU BORT StabiloGen® **Eco** mit SOFTflex-Gestrick

PRODUKTMERKMALE

- Patella-Fixationsbandage mit eingearbeiteter Silikonpelotte
- Je ein seitlicher Stab
- Silikon-Haftrand ab Größe xx-large
- Kompressions-Klasse II
- Plus-Größen-System
- Spezielles Design bei Kindergrößen

FARBEN: ■ haut ■ silber ■ schwarz

DAS ECO-PLUS

- Samtig weiche Oberflächenstruktur
- Besonders weiche Beugezone schont die Kniekehle auch bei langer Tragedauer
- Optimale Balance zwischen Tragekomfort und funktioneller Unterstützung

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z.B. bei Gonarthrose, Arthritis, Bandinstabilität, Meniskopathie

ARTIKEL-NR. 114 520 / POS.NR. 05.04.01.0098



MEHR ELASTIZITÄT

Sitzt wie eine zweite Haut durch gleichmäßiges Dehnungsverhalten des Gestricks.



HOHER TRAGEKOMFORT

Samtig weiche Oberfläche durch Einsatz flauschiger Fäden.



SPEZIELL ELASTISCHE BEUGEZONE

Schont das Gelenk auch bei langer Tragedauer.



nd therapeutisch wirksam.



NEU BORT Epi**Basic** mit SOFTflex-Gestrick



BESONDERS WEICHE GESTRICKZONEN IN DEN BEUGEBEREICHEN

Therapiewirksame Balance zwischen Kompression und Komfort.



HÖHERE FORMSTABILITÄT

Gleichbleibende Kompression ohne Verrutschen bei Beuge- und Streckbewegungen durch hohe Rückstellkraft.

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenbandage
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Freie Beweglichkeit des Ellenbogengelenks
- Länge: 20 cm

FARBEN: ■ haut ■ silber ■ schwarz

DAS BASIC-PLUS

- Samtig weiche Oberflächenstruktur
- Besonders weiche Beugezone schont die Ellenbogenbeuge auch bei langer Tragedauer
- Optimale Balance zwischen Tragekomfort und funktioneller Unterstützung
- Abgekettelter, extra weicher Abschlussrand

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, Epicondylitis (akut oder chronisch), Tendomyopathie

ARTIKEL-NR. 122 600 / POS.NR. 05.08.01.1019



Die Besten von BORT aus der Med **Eco**[®]-/ **Basic**[®]-Produktlinie

Art. Nr. 112 920



Pos.Nr. 05.07.02.0130

BORT Manu**Basic**[®]

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

Art. Nr. 112 620




Pos.Nr. 05.07.02.0138

BORT ManuZip[®] **Eco**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose

Art. Nr. 104 690



Pos.Nr. 23.14.03.2040

BORT Stabilo**Basic** Rückenbandage mit Pelotte
Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

Art. Nr. 104 680



Pos.Nr. 23.14.03.2040

BORT Stabilo**Basic** Lady Rückenbandage mit Pelotte

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

Art. Nr. 054 600



Pos.Nr. 05.02.01.0007

BORT TaloStabil[®] **Eco**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, Arthrose

Art. Nr. 054 900



Pos.Nr. 05.02.01.1005

BORT AchilloStabil[®] **Eco**

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, Reizzustände bei Haglundferse, Achillodynie, Reizungen und Schmerzen der Achillessehne und der angrenzenden Gebiete, nach Operationen, z. B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.[®]

BORT GmbH | Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt | www.bort.com