

Knie

Co-TEX – das Material

Das DeRoyal Co-TEX Material ist latexfrei und zeichnet sich durch verschiedene ineinander eingearbeitete Kompressionszonen aus. Es wird empfohlen, die anatomischen Co-TEX-Bandagen während der aktiven Bewegung zu verwenden. Personen mit reduzierter Sensibilität und Durchblutungsproblemen sollten dieses orthopädische Hilfsmittel nur nach Absprache mit medizinischem Fachpersonal verwenden.

Nebenstehende Grösstentabelle gilt für alle Produkte auf dieser Seite:

EU4602, EU4603 und EU4613

Grösse Umfang in cm	XS	S	M	L	XL	XXL
Knie	27-29	30-32	33-35	36-38	39-41	42-44
Oberschenkel	38-40	41-43	44-47	47-50	50-53	53-56



Genum Co-TEX Patella

Art. Nr. EU4602 / MiGeL. Nr. 05.04.05.00.1

Eine leichte Kniebandage mit integriertem Silikon-Patellaring bietet eine bessere Zentrierung für die Kniescheibe und deren Weichteile. Diese Softbandage hat drei Kompressionszonen, welche sich über dem Kniegelenk bündeln. Die Kompression nimmt zu den Rändern der Bandage hin ab. Die Kniekehle besteht aus weicherem Material und erhöht damit den Tragekomfort. Die flexiblen Spiralfederschienen auf beiden Seiten bieten einen leichten Halt.

Indikationen: Allgemeine Knieinstabilität, Kniegelenkserguss, Jumpers Knie, Patelladysfunktion mit Ansatzendinosen, Arthroscopie und Osteoarthritis



Genum Co-TEX Arthro Basic

Art. Nr. EU4603 / MiGeL. Nr. 05.04.05.00.1

In diese Kniebandage wurden Spezial- und Kompressionspads aus viskoelastischem Schaum integriert, der sich sehr schnell der Körpertemperatur anpasst. Die Pads sind anatomisch so platziert, dass sie auf die seitlichen Bänder und den Gelenkbereich mit Kompression einwirken und so eine Entlastung bewirken. Die seitlichen Spiralverstärkungen bieten zusätzlichen Halt. Die drei Kompressionszonen am Knie sorgen dafür, dass die Schwellung aus dem Gelenkbereich in die muskulären Zonen abtransportiert wird.

Indikationen: bei kollateraler Osteoarthritis, bei Sehnenansatzschmerzen und Kniegelenkserguss wie z.B. Meniskusverletzungen und bevorstehende Arthroscopie



Genum Co-TEX Liga Light

Art. Nr. EU4613 / MiGeL. Nr. 05.04.05.00.1

Diese anatomische Kniebandage verfügt über drei Kompressionszonen, Silikonpads und beidseitig zweigelenkigen Schienen aus Aluminium und Stahl. Für eine optimale Polsterung sind die Schienen in eine NeoTex-Tasche eingebettet. Zwei zirkuläre Klettverschlüsse sorgen für sicheren Halt gegen das Abrutschen der Orthese. Die Kniekehle verfügt über eine atmungsaktive Struktur um den Tragekomfort zu erhöhen.

Indikationen: Seitenbandverletzungen, Meniskussschäden, degenerative Arthrose Stufe 3-4, Kreuzbandverletzungen, Osteoarthritis oder allgemein verstärkte Knieinstabilität



Genum Basic – Standard Kniebandage

Art. Nr. EU4101 / MiGeL. Nr. 05.04.05.00.1

Anatomische Kniebandage aus TriTex Material zur Vorbeugung und Behandlung von leichten Knieverletzungen und Entzündungen. Laterale und Mediale Spiralfedern stützen das Knie und verhindern eventuell auftretende Faltenbildung. Das geschlossene Design bietet einen zusätzlichen Schutz der Patella. Klettverschlüsse am Oberschenkel und an der Wade erlauben ein individuelles Justieren.

Indikationen: leichte Knieinstabilität, Knieentzündungen, Arthritis und Arthrose, Arthroskopien, Kniegelenkserguss

Größen in cm:

XS	S	M	L	XL	XXL
29-32	32-35	35-38	38-42	42-46	46-50

Messen Sie bitte den Umfang bei der Patellamitte.



Genum Basic P – Standard Kniebandage

Art. Nr. EU4102 / MiGeL. Nr. 05.04.05.00.1

Anatomische Kniebandage aus TriTex Material zur Vorbeugung und Behandlung von leichten Knieverletzungen und Entzündungen. Laterale und Mediale Spiralfedern stützen das Knie und verhindern eventuell auftretende Faltenbildung. Die „offene“ Version bietet ein zirkuläres Entlasten der Patella. Klettverschlüsse am Oberschenkel und an der Wade erlauben ein individuelles Justieren.

Indikationen: leichte Knieinstabilität, Knieentzündungen, Arthritis und Arthrose im Anfangsstadium, Schleimbeutelpathologie, Patelladysplasie

Größen in cm:

XS	S	M	L	XL	XXL
29-32	32-35	35-38	38-42	42-46	46-50

Messen Sie bitte den Umfang bei der Patellamitte.





Genum Liga ACL – Extensions- und Flexionslimitierung

Art. Nr. EU4110 / MiGeL. Nr. 05.04.04.00.1

Anatomische Kniebandage aus TriTex Material zur Behandlung vorderer Kreuzbandprobleme und Kontrolle der vorderen und hinteren Schublade im Kniegelenk. Das polyzentrische Gelenk lässt sich unterschiedlich in der Bewegungsfreiheit limitieren. Ein beigefügtes „Stop-Kit“ enthält die folgenden Begrenzungsmöglichkeiten: Extension – 0°, 10°, 20° und 30° sowie Flexion – 60°, 75°, 90°. In Verbindung mit einem halb-zirkulären, individuell justierbaren Gurtsystem wird die Stabilität erhöht und die Schienen in ihrer korrekten Position gehalten. Durch die Patellaöffnung wird eine leichte Kompression auf das umliegende Weichteilgewebe ausgeübt und die Patella zentriert. Klettverschlüsse erleichtern das An- und Ablegen der Bandage.

Indikationen: Verletzungen des vorderen und hinteren Kreuzbandes, Seitenbandinstabilität, Gonarthrose, Rheumatoide Arthritis

Größen in cm:

S	M	L	XL	XXL
32-35	35-38	38-42	42-46	46-50

Messen Sie bitte den Umfang bei der Patellamitte.



Genum Liga ACL Ease – Extensions- und Flexionslimitierung

Art. Nr. EU4119 / MiGeL. Nr. 05.04.04.00.1

Anatomische Kniebandage aus TriTex Material zur Behandlung bei Kreuzbandrupturen. Diese sorgt für eine sehr gute Kontrolle der vorderen und hinteren Schublade im Kniegelenk. Das polyzentrische Gelenk lässt sich unterschiedlich in der Bewegungsfreiheit limitieren. Ein beigefügtes „Stop-Kit“ enthält die folgenden Begrenzungsmöglichkeiten: Extension – 0°, 10°, 20° und 30° sowie Flexion – 60°, 75°, 90°. In Verbindung mit einem halb-zirkulären, individuell justierbaren Gurtsystem wird die Stabilität erhöht und die Schienen in ihrer korrekten Position gehalten. Durch die Patellaöffnung wird eine leichte Kompression auf das umliegende Weichteilgewebe ausgeübt und die Patella zentriert. Die Bandage kann auf der vorderen Seite komplett geöffnet werden, somit wird das An- und Ablegen gerade für ältere und post-operative Patienten vereinfacht.

Indikationen: Verletzungen des vorderen und hinteren Kreuzbandes, Seitenbandinstabilität, Gonarthrose, Rheumatoide Arthritis

Größen in cm:

S	M	L	XL	XXL
32-35	35-38	38-42	42-46	46-50

Messen Sie bitte den Umfang bei der Patellamitte.





Genum Liga X – Hyperextensionskontrolle

Art. Nr. EU4111 / MiGeL. Nr. 05.04.04.00.1

Anatomische Kniebandage aus TriTex Material zur Kontrolle der Hyperextension des Kniegelenkes unter Verwendung eines Popliteal-Gurtsystems. Anodisierte Aluminium-Doppelgelenkschienen verringern das Gewicht unter Beibehaltung der Stabilität und der sicheren Gelenkführung. In Verbindung mit einem halb-zirkulären, individuell justierbaren Gurtsystems wird das Knie stabilisiert und eine Rotationsverschiebung zwischen Bein und Bandage verhindert. Durch die Patellaöffnung sowie die integrierte Pelotte, wird eine leichte Kompression auf das umliegende Weichteilgewebe ausgeübt und die Patella in Position gehalten. Klettverschlüsse erleichtern das An- und Ablegen der Bandage.

Indikationen: Verletzungen des vorderen Kreuzbandes, Seitenbandinstabilität, Gonarthrose, Rheumatoide Arthritis, Hyperextension im Kniegelenk

Grössen in cm:

XS	S	M	L	XL	XXL
29-32	32-35	35-38	38-42	42-46	46-50



e bitte



Genum Liga X-Ease – Wrap-Around mit Hyperextensionskontrolle

Art. Nr. EU4114 / MiGeL. Nr. 05.04.04.00.1

Anatomische Kniebandage aus TriTex Material, die auf der vorderen Seite komplett geöffnet ist und somit das An- und Ablegen gerade für postoperative Patienten vereinfacht. Aluminium-Gelenkschienen sichern die Stabilität und führen das Kniegelenk. Ein spezielles Popliteal-Gurtsystem, das einfach justiert werden kann, verhindert optimal die Hyperextension des Kniegelenkes. Zusätzliche Gurte, distal und proximal des Kniegelenkes, sichern die Schienengelenke und verhindern ein rotieren der Bandage am Bein.

Indikationen: Verletzungen des vorderen Kreuzbandes, Seitenbandinstabilität, Gonarthrose, Rheumatoide Arthritis

Grössen in cm:

S	M	L	XL	XXL
32-35	35-38	38-42	42-46	46-50

Messen Sie bitte den Umfang bei der Patellamitte.





Genum Liga – Behandlung von Bandinstabilitäten

Art. Nr. EU4112 / MiGeL. Nr. 05.04.05.00.1

Bandage aus TriTex Material. Vergleichbar mit Art. EU4111, jedoch kürzere Ausführung und ohne das Popliteal-Gurtsystem. Anodisierte Aluminium Doppelgelenkschienen verringern das Gewicht unter Beibehaltung der Stabilität und der sicheren Gelenkführung. Offenes Patelladesign und integrierter Pelotte, Klettverschlüsse zum einfachen An- und Ablegen sowie Stabilisierung der Schienen.

Indikationen: Seitenbandinstabilität, Gonarthrose, Rheumatoide Arthritis

Größen in cm:

XS	S	M	L	XL	XXL
29-32	32-35	35-38	38-42	42-46	46-50

Messen Sie bitte den Umfang bei der Patellamitte.



Genum Liga Ease – Wrap-Around ohne Hyperextensionskontrolle

Art. Nr. EU4115 Schwarz / MiGEL. Nr. 05.04.05.00.1

Vergleichbar mit dem Art. EU4114, jedoch ohne das Popliteal-Gurtsystem.

Indikationen: Seitenbandinstabilität, Gonarthrose, Rheumatoide Arthritis

Größen in cm:

S	M	L	XL	XXL
32-35	35-38	38-42	42-46	46-50

Messen Sie bitte den Umfang bei der Patellamitte.



Genum Liga Ease Light – Wrap-Around im „Leicht-Design“

Art. Nr. EU4316 / MiGeL. Nr. 05.04.05.00.1

Anatomische Kniebandage, die auf der vorderen Seite komplett geöffnet ist und somit das An- und Ablegen gerade für ältere Patienten wesentlich vereinfacht. Spiralfederschienen verringern das Gewicht deutlich und geben dennoch Support fürs Kniegelenk. Die breiten, stabilisierenden Gurte unterstützen durch einfaches Handling die Bedienerfreundlichkeit und verteilen den zirkulären Druck auf eine größere Fläche.

Indikationen: Seitenbandinstabilität, Gonarthrose, Rheumatoide Arthritis

Größen in cm:

S	M	L	XL	XXL
32-35	35-38	38-42	42-46	46-50

Messen Sie bitte den Umfang bei der Patellamitte.





Genum Patella T Short – Entlastung der Patella, offenes Design

Art. Nr. EU4120 / MiGeL. Nr. 05.04.02.00.1

Eine kurze und funktionelle Kniebandage zur Behandlung von allgemeinen Reizzuständen der Patellasehne. Ein einfach zu bedienendes, individuell einstellbares Gurtsystem entlastet die Patellasehne auf bewährte Weise. Es entsteht weder zirkulärer Druck noch schneidet die Bandage ein. Das flache Profil, die simple Handhabung und ein effektives Therapieergebnis zeichnen diese Bandage aus.

Indikationen: Patellaspitzen-Syndrom, chronische Instabilitäten (Jumpers Knee), Chondropathia patellae, Myotendopathien

Größen in cm:

XS	S	M	L	XL	XXL
29-32	32-35	35-38	38-42	42-46	46-50
<i>Messen Sie bitte den Umfang bei der Patellamitte.</i>					



Genum Patella T Long – Patella Kniebandage mit Gurtsystem

Art. Nr. EU4121 / MiGeL. Nr. 05.04.05.00.1

Anatomische und funktionelle Kniebandage zur Behandlung von allgemeinen Reizzuständen der Patellasehne. Basierend auf dem Grunddesign der Kniebandage zur Erzielung maximalen Komforts und Funktionalität, wurde diese Bandage zusätzlich mit einem Gurtsystem ausgestattet, das eine individuell Entlastung der Patellasehne ermöglicht. Semi-elastische Gurte, die an den Enden mit Klettverschlüssen versehen sind, üben über eine Pelotte Druck auf die Patellasehne aus und bewirken somit eine Entlastung. Zusätzliche, Spiralfederschienen erhöhen die Seitenstabilität und schränken eine unangenehme Faltenbildung ein.

Indikationen: Patellaspitzen-Syndrom, chronische Instabilitäten (Jumpers Knee), Chondropathia patellae, Myotendopathien, Patelladysplasie

Größen in cm:

XS	S	M	L	XL	XXL
29-32	32-35	35-38	38-42	42-46	46-50
<i>Messen Sie bitte den Umfang bei der Patellamitte.</i>					



Genum Patella U – Patella Kniebandage mit U-förmiger Pelotte

Art. Nr. EU4122 / MiGeL. Nr. 05.04.05.00.1

Anatomische Kniebandage mit integrierter, U-förmiger Pelotte. Dient der einfachen Entlastung und Stabilisierung der Patellasehne. Die Pelotte übt leichten Druck auf die Patellasehne und stützt die Kniescheibe medial sowie lateral. Zusätzliche Spiralfederschienen erhöhen die Seitenstabilität und schränken eine unangenehme Faltenbildung ein. Klettverschlüsse erleichtern das An- und Ablegen der Bandage.

Indikationen: Patellaspitzen-Syndrom, chronische Instabilitäten (Jumpers Knee), Chondropathia patellae, Myotendopathien, Retinaculum patellae

Größen in cm:

XS	S	M	L	XL	XXL
29-32	32-35	35-38	38-42	42-46	46-50
<i>Messen Sie bitte den Umfang bei der Patellamitte.</i>					



Genum Stab Short – Stabilisierung der Patella, offenes Design
Art. Nr. EU4130 / MiGeL. Nr. 05.04.02.00.1

Mit ihrem kurzen, flachen Profil und dem „offenen“ Design stabilisiert diese Kniebandage auf effektive Weise die Patella und wirkt einer Luxation bzw. Subluxation entgegen. Eine Halbmondpelotte, die lateral sowie medial platziert werden kann, übt in Verbindung mit einem Gurtsystem den nötigen seitlichen Druck auf die Kniescheibe aus und hält sie in der korrekten, physiologischen Position. Eine zusätzliche, entfernbare Spiralfeder über der Druckpelotte, erhöht die Stabilität der Pelotte während der Knieflexion.

Indikationen: Patella-Dysplasie, Patellaluxation, allg. Reizzustände

Grössen in cm:

XS	S	M	L	XL	XXL
29-32	32-35	35-38	38-42	42-46	46-50
<i>Messen Sie bitte den Umfang bei der Patellamitte.</i>					



Genum Stab Long – Patella Stabilisierung mit Gurtsystem

Art. Nr. EU4131 / MiGeL. Nr. 05.04.02.00.1

Anatomische und funktionelle Kniebandage zur Behandlung von Patellaluxation bzw. –subluxation. Basierend auf dem Grunddesign der Kniebandage zur Erzielung maximalen Komforts und Funktionalität, wurde diese Bandage zusätzlich mit einer Halbmondpelotte und einem Gurtsystem ausgestattet, das eine korrekte und physiologische Positionierung der Patella gewährleistet. Die Pelotte kann lateral platziert werden und erhält durch die seitlichen Spiralfederschien eine zusätzliche Unterstützung. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt in linker und rechter Ausführung verfügbar ist.

Indikationen: Patella – Dysplasie , rezidivierende Patellaluxation, allg. Reizzustände

XS	S	Grössen in cm:		XL	XXL	
29-32	32-35	Links/Rechts	35-38	38-42	42-46	46-50
<i>Messen Sie bitte den Umfang bei der Patellamitte.</i>						



Genum Stab Silicone – Kniebandage mit Patellaring

Art. Nr. EU4132 / MiGeL. Nr. 05.04.05.00.1

Anatomische Kniebandage mit integriertem Silikon-Patellaring. Dient der einfachen Positionierung und Stabilisierung der Kniescheibe. Die Pelotte übt leichten Druck auf das umliegende Weichteilgewebe der Patella und stützt sie somit medial sowie lateral. Zusätzliche Spiralfederschien erhöhen die Seitenstabilität und schränken eine unangenehme Faltenbildung ein. Klettverschlüsse erleichtern das An- und Ablegen der Bandage.

Indikationen: Patella-Dysplasie, Patellaluxation, allg. Reizzustände, Myotendopathien und Überbelastungserscheinungen

Grössen in cm:

XS	S	M	L	XL	XXL
29-32	32-35	35-38	38-42	42-46	46-50
<i>Messen Sie bitte den Umfang bei der Patellamitte.</i>					



Genum Kids Liga X – für Kinder

Art. Nr. MR4151 MiGeL. Nr. 05.04.04.00.1

Die anatomische Kniebandage besteht aus dem TriTex-Material, einer speziellen Webtechnik, die eine gute Kompression und Elastizität bietet und besonders atmungsaktiv ist. Das spezielle Klettverschlussystem auf der Rückseite verhindert die Hyperextension. Die beidseitigen Gelenke aus Federstahl sind klein, flach, stabil und lassen sich bei Bedarf leicht entfernen. Das Kniekehlelenteil verfügt über elastische Bänder auf der Rückseite. Alle Klettverschlüsse robust fixiert und individuell einstellbar.

Indikationen: Verletzungen der Kreuzbänder, Hyperextension im Kniegelenk, neurologische Gehstörung, Seitenbandinstabilität

Grösse	1	2	3	4
cm	23-25	25-27	27-30	30-33
<i>Messen Sie bitte den Umfang bei der Patellamitte</i>				



Genum Kids Liga X-Ease – für Kinder

Art. Nr. MR4154 MiGeL. Nr. 05.04.04.00.1

Die anatomische Kniebandage besteht aus dem TriTex-Material, einer speziellen Webtechnik, die eine gute Kompression und Elastizität bietet und ventilierend ist. Das spezielle Klettverschlussystem auf der Rückseite sorgt für eine sichere und einfache Anwendung. Die Bandage kann komplett vorne geöffnet werden und bietet eine einfache, praktische An- und Ausziehvorrichtung. Das einzigartige Klettverschlussystem auf der Rückseite des Knies verhindert die Hyperextension und zusätzliche Verschlussbänder bieten ausgezeichnete Unterstützung und Stabilität. Ausgestattet mit beidseitigen doppelten Gelenken aus Federstahl, die klein, flach und stabil sind. Das Stützband verfügt über elastische Bänder auf der Rückseite. Alle Klettverschlüsse sind alle individuell einstellbar und sicher fixiert.

Indikationen: Verletzungen der Kreuzbänder, Hyperextension im Kniegelenk, Seiteninstabilität durch Kniedeformationen oder Arthritis

Grösse	1	2	3	4
cm	23-25	25-27	27-30	30-33
<i>Messen Sie bitte den Umfang bei der Patellamitte</i>				



Knie-Immobilisator für Kinder

Art. Nr. 1497 / MiGeL. Nr. 05.04.04.00.1

Ein Knie-Immobilisator mit latexfreien Schaumstoffpolstern. Die Bandage kann vorne geöffnet und mit Klettverschlüssen optimal angepasst werden. Die Kniescheibe bleibt frei und wird zentriert. Ein Schaumstoffprofil für die Lagerung im Bett wird mitgeliefert.

Indikationen: Knie-Trauma oder prä – und postoperativ

Größen:

S	M	L
0-3 Jahre	3-7 Jahre	7-10 Jahre
20-25 cm	25-30 cm	30-36 cm
<i>Messen Sie bitte den Umfang bei der Patellamitte</i>		

Schaumstoffprofil für die Lagerung im Bett



Premium Knie-Immobilisator

Art. Nr. 7008 / MiGeL. Nr. 05.04.04.00.1

Der Knie-Immobilisator ist aus einem sehr bequemen Schaumstoff mit offenen Zellen und Trikot auf der Hautseite gefertigt. Er bietet ein hohes Mass an Stabilität. Die hintere Seite ist anatomisch geformt. Die Gurte können individuell angepasst werden.

Indikationen: Prä und Post-operative Ruhigstellung des Kniegelenks

Größen:

M	L
40 – 46 cm	46 – 50 cm.
<i>Messen Sie bitte den Umfang in der Mitte des Oberschenkels</i>	