

ALOVA Galbé

Konturiertes viskoelastisches Schaumstoffkissen für ein stabiles und druckentlastendes Sitzen



- Mit Aussparung im Steissbeinbereich.
- Ein viskoelastischer Schaumstoff, der auf Temperaturschwankungen sehr **unempfindlich** reagiert.
- Anatomisch geformt.
- Antidekubitusschutz.
- Das Einsinken des Körpers in das Kissen ergibt eine vergrösserte Auflagefläche, was den Auf-lagedruck reduziert (Druckentlastung).
- Elastischer Inkontinenzüberzug aus Promust PU (Polyurethanbeschichteter Polyesterjersey) mit rutschfester Unterseite, waschbar bis 90°.
- Spezialmasse erhältlich.
- Entspricht den Feuernormen: EN597-1 und 2
- Garantie: Kissen 3 Jahre / Überzug 1 Jahr

ALOVA Galbé


Art. Nr.	Breite cm	Länge cm	Höhe* min./max cm	Belast. kg
VCAG3841-E	38	41	6/9	90
VCAG4041-E	40	41	6/9	90
VCAG4043-E	40	43	6/9	90
VCAG4340-E	43	40	6/9	90
VCAG4343-E	43	43	6/9	100
VCAG4347-E	43	47	6/9	120
VCAG4540-E	45	40	6/9	120
VCAG4544-E	45	44	6/9	120
VCAG5044-E	50	44	6/9	135
VCAG5250	52	50	7/10	160
VCAG5450	54	50	7/10	160
VCAG5650	56	50	7/10	200
VCAG6050	60	50	7/10	200

Toleranz bei den Grössen: 0.5 cm
Aufpreis Spezialmasse: CHF 25.00


***minimale Höhe** = Höhe des Kissens von der Sitzmulde gemessen, **maximale Höhe** = Gesamthöhe des Kissens

Überzug mit integriertem Abduktionsblock auf Bestellung erhältlich.

Druckverteilung bei einem Patient, der 172 cm gross ist und 75 kg wiegt:



Gel-Kissen



ALOVA-konturiertes Kissen



Meliseptol® Foam pure

*Für sanfte und schnelle
Desinfektion*

*Nur eine Minute Einwirk-
zeit*

Art. Nr. 19171 / 750 ml