



DX2: Mobilität macht Freude

Sicher unterwegs

Mit dem KYBURZ-DX2 sind Sie sicher und selbständig unterwegs. Besuchen Sie Freunde und Verwandte, erledigen Sie Ihre Einkäufe oder machen Sie eine Ausfahrt in die Natur.

Der kraftvolle Elektroantrieb des KYBURZ-DX2 überwindet Steigungen bis 30 %. Dank der grossen Räder und des ausgeklügelten Fahrwerks sind Sie im Sommer und im Winter sicher unterwegs, auch über Randsteine und auf Feldwegen.

Sie benötigen keine Vorkenntnisse. Das 10 km/h schnelle Modell fahren Sie ohne Führerausweis. Für die Fahrt mit der 20 km/h und der 30 km/h schnellen Version reicht ein Mofa-Führerschein aus. Mit einem Führerschein der Kat. A1 fahren Sie bis 45 km/h schnell.

Die Reichweite von bis zu 100 Kilometern mit einer Batterieladung ermöglicht Ihnen manch eine erlebnisreiche Ausfahrt. Zu Hause laden Sie die hochwertigen und wartungsfreien Batterien an jeder normalen Steckdose auf.

Mobil werden – mobil bleiben

Sie sind kostenbewusst und die Umwelt liegt Ihnen am Herzen. Sie möchten mobil sein und sich Ihre Unabhängigkeit bewahren; der KYBURZ-DX2 ist das Elektrofahrzeug Ihrer Wahl. Hohe Wendigkeit, Sicherheit und Geländegängigkeit zeichnen ihn aus.

Der KYBURZ-DX2 ist ein robustes Schweizer Qualitätsprodukt aus dem Hause KYBURZ. Entwickelt und hergestellt um Ihnen zuverlässig und während vielen Jahren zu dienen. Wann und wo Sie wollen!

Testen Sie den KYBURZ-DX2 auf einer Probefahrt

Erleben Sie die einfache Bedienung und das sichere Fahrgefühl bei uns in Freienstein oder bei Ihnen zu Hause.

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin für eine kostenlose Probefahrt. Wir freuen uns auf Sie!



DX2: moderne Technik – zeitgemässe Ausstattung

Die Ausstattung

Der KYBURZ-DX2 ist mit Lithium-Batterien 100 Ah und einem eingebauten Ladegerät ausgerüstet. Ein abschliessbares Staufach und die Ladefläche hinten bieten viele Möglichkeiten für Transporte.

Das rassige Rot und das elegante Weiss sind als Standardfarben frei wählbar.

Der Schalensitz ist mit einem Kontaktschalter ausgerüstet und verbirgt ein Staufach. Zur Wahl steht auch ein drehbarer Ergonomiesitz mit verstellbarer Rückenlehne und einstellbaren Armstützen.

Die Fahrleistung

Höchstgeschwindigkeit	10 / 20 / 30 / 45 km/h
Reichweite	50 - 100 km
Verbrauch	4 kWh / 100 km
Steigleistung	bis 30 %

Die Antriebstechnik

Batterien	LiFePO4 / 100 Ah
Ladezeit (Vollladung)	8 Stunden
Motor	AC 24 V
Spitzenleistung	2,4 kW

Die Masse

Fahrzeug LxBxH	206 / 83 / 116 cm
Leergewicht	199 kg inkl. Batterien

KYBURZ-DX2	10 km/h
KYBURZ-DX2	20 km/h
KYBURZ-DX2	30 km/h
KYBURZ-DX2	45 km/h

Die Optionen

Batterien Lithium 180 Ah
 Fahrzeugfarbe nach Wahl (RAL)
 Gepäckträger vorne
 Frontscheibe
 Rollatorhalterung mit Rollator
 Anhängerkupplung Kugel (bis 30 km/h)
 Lenkerhandschuhe
 Beckengurt zu Ergonomiesitz
 Kopfstütze zu Ergonomiesitz
 Alltagsanhänger
 Stockhalter

Weitere Optionen auf Anfrage.
 Sonderanfertigungen nach Absprache.

Alle Preise in CHF inkl. Mwst., Lieferung und Instruktion.

Technische- und Preisänderungen vorbehalten

REHABIL AG
 Chräjeninsel 13
 3270 Aarberg
 Tel. 032 392 77 11
 www.rehabil.ch
 info@rehabil.ch

REHABIL

Hilfsmittel für den Alltag
 Pflege und Rehabilitation
 Vermietung und Verkauf