

Mobil bleiben -  
Freiheit geniessen !

REHABIL AG  
Chräjeininsel 13  
3270 Aarberg  
032 392 77 11  
info@rehabil.ch  
www.rehabil.ch

# REHABIL

Hilfsmittel für den Alltag  
Pflege und Rehabilitation  
Vermietung und Verkauf

## Pride Victory XL 140 - SC 714

Preis	nur Fr. 6'995.- inkl. MwSt.
Batterien	2 x 12V / 74Ah, GEL, zyklenfest
Aufpreis 100 Ah Batterien	auf Anfrage
Leergewicht	165 kg
Max. Benutzergewicht	181 kg
Max. Geschwindigkeit	10 km/h (gemäss gesetzl. Bestimmungen)
Bodenfreiheit	13 cm (7 cm Hinterachse)
Wendekreis	210 cm
Länge	143 cm
Breite	70 cm
Räder	Luftbereifung / Niederquerschnitt- Reifen (13x4.00-8)
Motor	24V DC
Bremssystem	dreifach: regenerativ, elektromechanisch und hydraulische Scheibenbremsen vorne
Reichweite (Norm-Wert)	35 - 45 km
Ladegerät	extern, 8A
Farbe	rot / blau / schwarz

### Inklusive

- Fahrwerksfederung für äusserst komfortable Fahreigenschaften im Aussenbereich
- Freilaufhebel
- Front-, Rück- und Bremslicht
- Blinker
- 2 Sport-Rückspiegel
- Externes Ladegerät
- Korb vorne
- Korb hinten

### Zubehör

- Stockhalter
- Schutzhülle
- Plexi Frontscheibe
- Beinschutzdecke
- Top-Case



Jetzt probefahren! Gerne beraten wir Sie!

Abbildung ähnlich. Technische- und Preisänderungen