

Mobil bleiben -
Freiheit geniessen !

REHABIL AG
Chräjeinsel 13
3270 Aarberg
032 392 77 11
info@rehabil.ch
www.rehabil.ch

REHABIL

Hilfsmittel für den Alltag
Pflege und Rehabilitation
Vermietung und Verkauf

Pride Victory XL 140 - SC 714

Preis	nur Fr. 6'995.- inkl. MwSt.
Batterien	2 x 12V / 74Ah, GEL, zyklenfest
Aufpreis 100 Ah Batterien	auf Anfrage
Leergewicht	165 kg
Max. Benutzergewicht	181 kg
Max. Geschwindigkeit	10 km/h (gemäss gesetzl. Bestimmungen)
Bodenfreiheit	13 cm (7 cm Hinterachse)
Wendekreis	210 cm
Länge	143 cm
Breite	70 cm
Räder	Luftbereifung / Niederquerschnitt- Reifen (13x4.00-8)
Motor	24V DC
Bremssystem	dreifach: regenerativ, elektromechanisch und hydraulische Scheibenbremsen vorne
Reichweite (Norm-Wert)	35 - 45 km
Ladegerät	extern, 8A
Farbe	rot / blau / schwarz

Inklusive

- Fahrwerksfederung für äusserst komfortable Fahreigenschaften im Aussenbereich
- Freilaufhebel
- Front-, Rück- und Bremslicht
- Blinker
- 2 Sport-Rückspiegel
- Externes Ladegerät
- Korb vorne
- Korb hinten

Zubehör

- Stockhalter
- Schutzhülle
- Plexi Frontscheibe
- Beinschutzdecke
- Top-Case



Jetzt probefahren! Gerne beraten wir Sie!

Abbildung ähnlich. Technische- und Preisänderungen vorbehalten.