



Der wendige 3-Rad-
Scooter für den
Nahbereich im
Flachland



REHABIL

Hilfsmittel für den Alltag
Pflege und Rehabilitation
Vermietung und Verkauf

3270 Aarberg • Tel. 032 392 77 11

PRIDE® MOBILITY SCOOTERS
LIVE YOUR BEST®

www.pride-mobility.nl

Technische Angaben

LUNETTA VICTORY®

3-Rad

Max. Benutzergewicht:	empfohlen bis ca. 80 kg
Geschwindigkeit:	8 km/h
Bodenfreiheit:	6 cm
Wenderadius:	104 cm
Gesamtlänge:	119 cm
Gesamtbreite:	57 cm
Vorderreifen:	3.00 - 4
Hinterreifen:	3.00 - 4
Reichweite ¹ :	bis 25 km
Max. Steigfähigkeit über Hindernis:	5 cm
Max. Steigung:	10.5% (6°)
Gesamtgewicht ohne Batterien:	68 kg
Schwerstes Einzelteil:	26,3 kg
Sitz:	Komfortsitz, abdrehbar für erleichtertes Einsteigen, mit verstellbaren Armlehnen und Kopfstütze Sitz ist nach hinten und vorne verstellbar Rückenlehne ist nach hinten verstellbar
Motor:	Hinterradantrieb, Motor 24V DC, 450 Watt (800 Watt peak)
Duales Bremssystem:	Elektronisch-regenerativ und elektromechanisch
Batterien:	2 x 12V / 38 Ah, GEL, 14.6 kg / Stück oder 2 x 12V / 40 Ah, AGM
Ladegerät:	5-Amp, extern

¹ Technisch errechneter Wert, im Flachland, hängt vom Benutzer-Gewicht, dem Untergrund, dem Ladezustand der Batterie, der Leistung der Batterie (Ah), dem Batteriealter und dem Reifenzustand ab.

HINWEIS: Technische- und Preisänderungen vorbehalten
Die Informationen in diesen Unterlagen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt; da Pride jedoch bemüht ist, die Produkte ständig zu verbessern und zu entwickeln, behalten wir uns das Recht vor technischer Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.

Lunetta Victory SS 8-30-16

Nur Fr. 3'995.- inkl. MwSt.

Inkl. Lieferung & Instruktion

Optionen

- Gehstockhalter Fr. 150.-
- Korb hinten Fr. 119.-

REHABIL

Hilfsmittel für den Alltag
Pflege und Rehabilitation
Vermietung und Verkauf

3270 Aarberg • Tel. 032 392 77 11



Pride
Mobility Products BV
— LIVE YOUR BEST —

PRIDE® MOBILITY SCOOTERS
LIVE YOUR BEST®

(NL) 0031-(0)251-377577

www.pride-mobility.nl