



## P327 Mini

Fauteuil électrique compact et maniable

Le fauteuil électrique P327 Mini de Rascal Mobility est un excellent fauteuil d'intérieur utilisable également à l'extérieur. Ce fauteuil, extrêmement maniable grâce à la traction centrale, est équipé d'un siège confort et disponible en noir/rouge ou en noir/turquoise. Le boîtier de commande est rabattable latéralement et les roues sont toutes équipées de pneus pleins. Les deux batteries de 34 Ah permettent d'atteindre une autonomie d'environ 35 km.

Votre aide à la maison !

*Elektrischer Rollstuhl; kompakt und handlich !*

*Der elektrische Rollstuhl 327 Mini von Rascal Mobility ist der ideale Elektro-Rollstuhl für den Innenbereich, der auch für den Aussenbereich geeignet ist. Dieser Rollstuhl ist, dank seinem Mittelrad-Antrieb, ausserordentlich handlich und ist serienmässig mit einem Komfortsitz ausgestattet. Erhältlich in den Farben schwarz/rot oder schwarz/türkis. Die Steuerung ist seitlich wegklappbar und alle Räder sind mit pannensicherer Bereifung ausgestattet. Die 2 Batterien 34Ah ermöglichen eine Reichweite von maximal 35 km.*

*Die grosse Hilfe für Zuhause !*

# Données techniques / Technische Daten

|                  |                         |           |
|------------------|-------------------------|-----------|
| Longueur totale  | <i>Gesamtlänge</i>      | 109 cm    |
| Largeur totale   | <i>Gesamtbreite</i>     | 63 cm     |
| Poids total      | <i>Gesamtgewicht</i>    | 81.2 kg   |
| Charge max.      | <i>Max. Zuladung</i>    | 136 kg    |
| Batteries        | <i>Batterien</i>        | 2 x 34 Ah |
| Roues pivotantes | <i>Lenkräder</i>        | 150 x 50  |
| Roues motrices   | <i>Antriebsräder</i>    | 3.00 x 4  |
| Ø braquage       | <i>Wendekreis</i>       | 118 cm    |
| Garde au sol     | <i>Bodenfreiheit</i>    | 5 cm      |
| Vitesse max.     | <i>Geschwindigkeit</i>  | 6 km/h*   |
| Autonomie        | <i>Reichweite</i>       | 35 km*    |
| Pente max. sûre  | <i>Sichere Steigung</i> | 6°        |

\*L'autonomie et la vitesse peuvent varier selon les conditions d'utilisation.

\**Reichweite und Geschwindigkeit werden von den Nutzungsbedingungen beeinflusst.*

Technische Änderungen vorbehalten.

**REHABIL AG**

Chräjeninsel 13

3270 Aarberg

Tel. 032 392 77 11