

Die Entlastung für Ihr Personal

Der starke Begleiter für schwere Aufgaben

Der Transport von adipösen Patienten über Treppen ist oftmals eine sehr schwierige Aufgabe. Manchmal sind bis zu 8 Personen notwendig, die den Patienten mühevoll mit einem Tragetuch durch das Treppenhaus „schleppen“. Dies ist in den meisten Fällen sowohl für den Patienten wie auch für das Personal sehr unangenehm.

- **Mit dem c-max⁺ können 2 Personen den Patienten sicher und komfortabel durch das Treppenhaus bis zum Krankenfahrzeug transportieren.**
- **Maximales Personengewicht 300 kg**
- **Sicher durch automatische Bremsfunktion**
- **Anwendbar auf fast allen Treppen, auch auf Wendeltreppen**
- **wartungsarm und zuverlässig durch tausendfach bewährtes Steigsystem**
- **robuste und stabile Qualität „Made in Germany“**

Technische Daten

Zulässiges Gesamtgewicht	380 kg
Maximales Personengewicht	300 kg
Steiggeschwindigkeit	3 - 8 Stufen pro Minute (kontinuierlich regelbar)
Reichweite mit einer Akku-Ladung bei durchschnittlicher Belastung von 150 kg	300 Stufen
Breite	527 mm
Tiefe (aus- eingeklappte Fußstütze)	1226 1079 mm
Höhe min. max.	1490 1775 mm
Akkumulatoren	2 x 12 V / 5 Ah
Gleichstrommotor	24 V / 275 W
Gewicht Steigeinheit	50,2 kg
Gewicht Sitzeinheit	19,8 kg
Gewicht Handgriffe	4,8 kg
Gewicht Akku-Pack	4,5 kg
Gesamtgewicht	79,3 kg

Technische Änderungen dienen dem Fortschritt und bleiben vorbehalten.



REHABIL AG
Chräjeninsel 13
3270 Aarberg
Tel. 032 392 77 11
www.rehabil.ch
info@rehabil.ch

REHABIL
Hilfsmittel für den Alltag
Pflege und Rehabilitation
Vermietung und Verkauf