


**Elektrischer Patientenlifter bis 180 kg belastbar**



- Leichte Manövrierbarkeit
- Großer Einsatzbereich durch 180 kg Tragkraft
- Zerlegung ohne Werkzeug, spart Platz bei Lagerung und Transport
- Elektrische und manuelle Notabsenkung
- 2-Punkt Spreizbügel, 450 mm breit
- Fahrgestellspreizung manuell oder elektrisch
- Rollen wahlweise mit 75 oder 100mm Durchmesser

**Merkmale und Optionen**



**Langer Mast - hoher Komfort für den Patienten**

Der Patient kann einfach gedreht und positioniert werden.



**4-Punkt Spreizbügel**

Als Zubehör erhältlich:  
 1526583-0125 Breite 450 mm  
 1526584-0125 Breite 550 mm



**Geeichte Waage**

Optional erhältlich: Art.-Nr. 1588943. Die Waage wird zwischen Lifterarm und Spreizbügel eingehangen.

**Technische Daten**

<i>Invacare® Birdie®</i>	<b>Bestellnummern</b>
<b>Birdie</b> mit manueller Fahrgestellspreizung, 2-Punkt Spreizbügel 450 mm	<b>3000500.A1A00-0125 (75 mm Rollen)</b> <b>3000500.D1A00-0125 (100 mm Rollen)</b>
<b>Hilfsmittelverzeichnisnummer</b>	<b>22.40.01.0054</b>
<b>Birdie</b> mit elektrischer Fahrgestellspreizung, 2-Punkt Spreizbügel 450 mm	<b>3000500.E1A00-0125 (100 mm Rollen)</b> <b>3000500.C1A00-0125 (75 mm Rollen)</b>
<b>Hilfsmittelverzeichnisnummer</b>	<b>22.40.01.0053</b>
<b>Weiteres</b>	
Gewicht	42,0 kg
Belastbarkeit	180 kg!
Fahrgestellhöhe	100 / 115 mm
Farbe	Hellgrau/Dunkelgrau

Alle Maßangaben beziehen sich auf 75 mm Rollen und 2-Punkt Spreizbügel.  
 Bei 100 mm Rollen jeweils 15 mm bei Höhenangaben und 20 mm bei Breitenangaben hinzufügen.  
 \*ZAP=Zentraler Anschlagpunkt



**Der faltbare Kompakte**



- Leicht faltbar
- Extra schmale und kurze Bauweise für Räume mit geringem Platz- und Manövriereangebot
- Zerlegung ohne Werkzeug, spart Platz bei Lagerung und Transport
- Elektrische Notabsenkung per Knopfdruck
- Belastbarkeit 150 kg
- Fahrgestell mit manueller Spreizung und 75mm Rollen

**Merkmale**



Ganz ohne Werkzeug lässt sich der **Birdie Compact** falten und auch wiederaufbauen. Mit seiner extra schmalen Bauweise und seinem geringen Eigengewicht von 36 kg ist er speziell für Umgebungen mit geringem Platzangebot gemacht - für ideale Manövrierbarkeit.

**Technische Daten**

<b>Invacare® Birdie® Compact</b>	<b>Bestellnummer</b>
<b>Birdie® Compact</b> mit manueller Fahrgestellspreizung	<b>3000510.A1A00-0125 (75 mm Rollen)</b>
<b>Hilfsmittelverzeichnisnummer</b>	<b>22.40.01.0085</b>
<b>Weiteres</b>	
Gewicht	36,0 kg
Belastbarkeit	150 kg
Fahrgestellhöhe	100 mm
Farbe	Hellgrau/Dunkelgrau

Alle Maßangaben beziehen sich auf 75 mm Rollen und 2-Punkt Spreizbügel.  
\*ZAP=Zentraler Anschlagpunkt