


Invacare® | Patientengurte

5 Gewichtsklassen, 3 Stoffarten, Invacare bietet das umfangreichste Gurtprogramm. Jeder Gurt ist bis 95° waschbar, bis 200 kg belastbar und hat 4 verschiedene, farblich gekennzeichnete Hängepositionen.


Universalgurt Niedrig



Der **Universalgurt Niedrig** ermöglicht Patienten mit guter Rumpf- und Kopfkontrolle viel Bewegungsfreiheit in der Schulter und in den Armen. Der Gurt ist sehr einfach in der Anwendung und ideal für den Transfer aus einer sitzenden Position.

	Gurtgrößen	Patienten-gewicht	
1491893	S	25 - 50 kg	Standard-Stoff
1491894	M	40 - 90 kg	Standard-Stoff
1451067	L	80 - 130 kg	Standard-Stoff

Universalgurt Standard



Der **Universalgurt Standard** bietet Patienten mit Kopfkontrolle viel Halt für den gesamten Oberkörper. Die Polsterung im Rückenbereich sorgt für maximale Druckverteilung.

Gurt-größen	Patienten-gewicht	A	B	C	D
S	25 - 50 kg	1000 mm	920 mm	510 mm	410 mm
M	40 - 90 kg	1090 mm	1050 mm	560 mm	480 mm
L	80 - 130 kg	1180 mm	1090 mm	580 mm	560 mm
XL	120 - 250 kg	1240 mm	1250 mm	585 mm	710 mm

Größen	Bestellnummern		
	Standard-Netz	Standard-Stoff	Premium-Soft
S	1478411	1485882	1485363
M	1478412	1485883	1485364
L	1478413	1485884	1485365
XL	1478414	1485885	1485366



Yes, you can.®

Universalgurt mit Kopfstütze




Der **Universalgurt mit Kopfstütze** ist die optimale Unterstützung für Patienten mit eingeschränkter Kopfkontrolle bzw. bei passiven Patienten. Der Gurt kann im Liegen und im Sitzen angelegt werden und ermöglicht z. B. den Transfer vom Boden. Die Kopfstütze wird bei Nichtgebrauch einfach umgeschlagen.

Gurt-größen	Patienten-gewicht	A	B	C	D
XS	25 - 30 kg	1040 mm	740 mm	610 mm	340 mm
S	25 - 50 kg	1080 mm	840 mm	730 mm	380 mm
M	40 - 90 kg	1420 mm	1000 mm	830 mm	400 mm
L	80 - 130 kg	1550 mm	1100 mm	920 mm	510 mm
XL	120 - 250 kg	1680 mm	1150 mm	920 mm	550 mm

Größen	Bestellnummern		
	Standard-Netz	Standard-Stoff	Premium-Soft
XS	1485950	1483776	1485955
S	1485951	1483777	1485956
M	1485952	1483778	1485957
L	1485953	1483779	1485958
XL	1485954	1485949	1485959

Universalgurt Plus mit Kopfstütze



Der **Universalgurt Plus mit Kopfstütze** ermöglicht Patienten viel Bewegungsfreiheit in den Armen bei zugleich optimaler Einbettung von Kopf und Oberkörper.

Gurt-größen	Patienten-gewicht	A	B	C	D
S	25 - 50 kg	1380 mm	840 mm	880 mm	340 mm
M	40 - 90 kg	1510 mm	950 mm	930 mm	450 mm
L	80 - 130 kg	1580 mm	1100 mm	970 mm	560 mm
XL	120 - 250 kg	1590 mm	1190 mm	970 mm	630 mm

Größen	Bestellnummern		
	Standard-Netz	Standard-Stoff	Premium-Soft
S	1517761	1485960	1517894
M	1517762	1485961	1518021
L	1517892	1485962	1518022
XL		1485963	

Komfortgurt mit/ohne Toilettenausschnitt




Der **Komfortgurt** stabilisiert den Oberkörper und den Kopf. Er bietet viel Sitzkomfort und ist z. B. bei schwergewichtigen Patienten oder Schmerzpatienten ideal. Der Gurt kann nur im Liegen angelegt und wieder abgenommen werden.

Gurt-größen	Patienten-gewicht	A	B	C	D
XS	25 - 30 kg	1040 mm	970 mm	510 mm	960 mm
S	25 - 50 kg	1150 mm	1050 mm	550 mm	1020 mm
M	40 - 90 kg	1395 mm	1170 mm	610 mm	1160 mm
L	80 - 130 kg	1445 mm	1290 mm	675 mm	1280 mm
XL	120 - 250 kg	1460 mm	1330 mm	745 mm	1470 mm

Größen	Bestellnummern			
	Ohne Toilettenausschnitt		Mit Toilettenausschnitt	
	Standard-Netz	Premium-Soft	Standard-Netz	Standard-Stoff
XS	1485967	1485948	1451096	1451091
S	1485968	1485554	1451097	1451092
M	1485969	1485777	1451098	1451093
L	1485970	1485778	1451099	1451094
XL	1485947	1451090	1451100	1451095

Universalgurt Easy-Fit mit Kopfstütze




Der **Universalgurt Easy-Fit mit Kopfstütze** verfügt über getrennte Beinstützen. Der Gurt ist ideal bei Patienten, die eine Unterstützung im Rumpf- und Rückenbereich benötigen. Er kann im Liegen oder im Sitzen angelegt werden. Der Gurt kann auch bei amputierten Patienten eingesetzt werden.

Gurtgrößen	Patientengewicht	A	B	C	D
XS	25 - 30 kg	1100 mm	710 mm	595 mm	170 mm
S	25 - 50 kg	1130 mm	760 mm	640 mm	180 mm
M	40 - 90 kg	1200 mm	800 mm	675 mm	190 mm
L	80 - 130 kg	1270 mm	860 mm	720 mm	210 mm
XL	120 - 250 kg	1390 mm	940 mm	780 mm	220 mm

Größen	Bestellnummern	
	Standard-Stoff	Premium-Soft
XS	1451101	1451106
S	1451102	1451107
M	1451103	1451108
L	1451104	1451109
XL	1451105	1451110

Toilettengurt mit / ohne Kopfstütze




Der **Toilettengurt** ermöglicht Patienten mit eingeschränkter Mobilität einen schnellen und sicheren Transfer auf die Toilette. Optimale, weich gepolsterte Unterstützung für die Beine. Auch mit bereits angelegtem Gurt hat die Pflegeperson guten Zugang zur Kleidung.

Gurtgrößen	Patientengewicht	A	B	C	D
S	25 - 50 kg	870 mm	710 mm	200 mm	430 mm
M	40 - 90 kg	950 mm	800 mm	230 mm	490 mm
L	80 - 130 kg	1020 mm	900 mm	230 mm	600 mm
XL	120 - 250 kg	1100 mm	1080 mm	270 mm	760 mm

Gurtgrößen	Patientengewicht	A	B	C	D	E
S	25 - 50 kg	870 mm	710 mm	200 mm	400 mm	430 mm
M	40 - 90 kg	950 mm	800 mm	230 mm	470 mm	490 mm
L	80 - 130 kg	1020 mm	900 mm	230 mm	470 mm	600 mm

Größen	Bestellnummern - nur in Standard-Stoff verfügbar	
	Ohne Kopfstütze	Mit Kopfstütze
S	1478440	1478444
M	1478441	1478445
L	1478442	1478446
XL	1478443	

Amputiertengurt




Der **Amputiertengurt** ermöglicht Patienten mit guter Kopfkontrolle sicheren Transfer und größtmögliche Unterstützung. Er kann bei ein- oder beidseitiger Beinamputation eingesetzt werden.

Gurtgrößen	Patientengewicht	A	B	C	D
S	25 - 50 kg	1100 mm	930 mm	490 mm	320 mm
M	40 - 90 kg	1160 mm	970 mm	520 mm	360 mm
L	80 - 130 kg	1360 mm	1230 mm	570 mm	430 mm
XL	120 - 250 kg	1400 mm	1350 mm	570 mm	480 mm

Größen	Bestellnummern	
	Standard-Stoff	
S	1485367	
M	1485368	
L	1485369	
XL	1485370	

Steh- und Transferweste / Leistengurt als Zubehör



Die **Steh- und Transferweste** ist ideal für den Einsatz mit einem Deckenlifter. Sie unterstützt den Patienten bei Steh- und Gehübungen. Sie kann auch bei der Körperhygiene eingesetzt werden. Der Patient sollte die Beine belasten und stehen können.

Gurtgrößen	Patientengewicht	A	B	C	D
XS	25 - 30 kg	150 mm	750 mm	850 mm	300 mm
S	25 - 50 kg	150 mm	850 mm	850 mm	300 mm
M	40 - 90 kg	180 mm	950 mm	950 mm	350 mm
L	80 - 130 kg	180 mm	1050 mm	950 mm	350 mm
XL	120 - 250 kg	180 mm	1200 mm	950 mm	350 mm

Bestellnummern Steh- und Transferweste	
Größen	Standard-Stoff
XS	1485404
S	1485405
M	1485406
L	1484683
XL	1484684

Bestellnummern Leistengurt	
Größen	Standard-Stoff
S	1492662 (Passend für Steh- und Transferweste mit Größe XS und S)
L	1492663 (Passend für Steh- und Transferweste mit Größe M, L und XL)


Hebeband



Das **Hebeband** ist ideal für den Transfer von sehr mobilen Patienten. Auch mit bereits angelegtem Gurt hat die Pflegeperson sehr guten Zugang zur Kleidung.

Größen	A	B	Bestellnummer
Kurz, Standard-Stoff	930 mm	120 mm	1488876
Lang, Standard-Stoff	1120 mm	120 mm	1488424

Gurt für die Aufstehhilfe




Der **Gurt für die Aufstehhilfe** unterstützt mobile Patienten bei stehendem Transfer mit der Aufstehhilfe.

Gurtgrößen	Patientengewicht	A	B	C
S	25 - 50 kg	260 mm	840 mm	950 mm
M	40 - 90 kg	330 mm	895 mm	1170 mm
L	80 - 130 kg	360 mm	950 mm	1270 mm
XL	120 - 250 kg	360 mm	1020 mm	1810 mm

Bestellnummern	
Größen	Standard-Stoff
S	1484685
M	1484686
L	1484687
XL	1484688

Transfergurt für die Aufstehhilfe



Der **Transfergurt für die Aufstehhilfe** ermöglicht eingeschränkten Patienten einen sitzenden Transfer mit der Aufstehhilfe.

Gurtgrößen	Patientengewicht	A	B	C
S	25 - 50 kg	860 mm	840 mm	240 mm
M	40 - 90 kg	1020 mm	895 mm	260 mm
L	80 - 130 kg	1180 mm	950 mm	330 mm
XL	120 - 250 kg	1230 mm	1020 mm	350 mm

Bestellnummern	
Größen	Standard-Stoff
S	1484689
M	1484690
L	1484691
XL	1485117

Optionen und Merkmale



Ausführung Premium-Soft



Ausführung Standard-Stoff



Ausführung Standard-Netz

Zubehör Gurte




Fleece-Hülle für extra Komfort



Schaumstütze für die Gurte

Universal Standard
 Universal mit Kopfstütze
 Universal Plus



Verlängerungsgurt

Erweitert die Möglichkeiten der Positionierung.



Unterstützungselemente für Gurte mit Kopfstütze

Easy Fit und Universal Plus

Übersicht Größen

	Invacare® Patientengurte Premium-Soft	Invacare® Patientengurte Standard-Stoff	Invacare® Patientengurte Standard-Netz
Universalgurt Niedrig		S - L	
Universalgurt Standard	S - XL	S - XL	S - XL
Universalgurt mit Kopfstütze	XS - XL	XS - XL	XS - XL
Universalgurt Plus mit Kopfstütze	S - L	S - XL	S - L
Komfortgurt	XS - XL		XS - XL
Komfortgurt mit Toilettenausschnitt		XS - XL	XS - XL
Universalgurt Easy-Fit mit Kopfstütze	XS - XL	XS - XL	
Toilettengurt		S - XL	
Toilettengurt mit Kopfstütze		S - XL	
Amputiertengurt		S - XL	
Steh- und Transferweste		XS - XL	
Leistengurt für die Steh- und Transferweste		S / L	
Hebeband		✓	
Gurt für die Aufstehhilfe		S - XL	
Transfergurt für die Aufstehhilfe		S - XL	
Hilfsmittelverzeichnisnummern	22.40.04.0001	22.40.04.0001	22.40.04.0001
Weiteres			
Maschinenwaschbar bei	95 °C	95 °C	95 °C
Belastbarkeit*	200 kg!	200 kg!	200 kg!

* XL-Größen bis 250 kg belastbar



Entscheidungshilfe Patientengurte

	Universalgurt niedrig	Universalgurt standard	Universalgurt mit Kopfstütze	Universalgurt plus mit Kopf- stütze	Komfortgurt	Komfortgurt mit Toilettenaus- schnitt	Universalgurt Easy-Fit mit Kopfstütze	Toilettengurt	Toilettengurt mit Kopfstütze	Amputierten- gurt	Steh- und Trans- ferweste	Hebeband	Gurt für die Aufstehhilfe	Transfergurt für die Aufstehhilfe
Möglichkeiten des Patienten														
Sehr mobiler Patient	✓											✓	✓	✓
Viel Bewegungsfreiheit von Armen und Schulter	✓			✓									✓	✓
Gute Rumpf- und Kopfkontrolle	✓												✓	✓
Gute Kopfkontrolle	✓	✓								✓			✓	✓
Eingeschränkte Kopfkontrolle			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Passiver Patient			✓						✓					
Bariatrischer Patient					✓	✓								
Schmerzpatient					✓	✓								
Amputation							✓			✓				
Anforderungen an den Gurt														
Unterstützung im Rumpf- und Beinbereich		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (mit Leisten-gurt)			
Maximale Druckverteilung		✓						✓	✓					
Toilettenaussparung						✓		✓	✓					
Guter Zugang zur Kleidung								✓	✓			✓		
Unterstützung bei Geh- und Steh-übungen											✓			
Transfer und Anlegen														
Transfer vom Boden			✓	✓	✓	✓							✓	
Transfer aus einer sitzenden Position	✓	✓		✓									✓	
Einsatz eines Deckenlifters											✓			
Stehender Transfer													✓	
Sitzender Transfer												✓		✓
Anlegen im Sitzen	✓	✓	✓				✓							
Anlegen im Liegen	✓	✓	✓		✓	✓	✓							