



Sicher und kompakt - ideal für den platzsparenden Einsatz

- Kompakter und einfach manövrierbarer Aufstehlifter
- Sicherer Transfer oder Hilfe beim Aufstehen von Personen mit eingeschränkter Mobilität
- Große, rutschfeste Fußplatte und höhenverstellbarer Unterschenkelstütze
- Hehebügel mit Haltepunkten für die Gurtbefestigung
- Belastbarkeit bis 158 kg

Auswahl Ersatzteile:

- ① 1078283 Handbedienteil
- ② 1078276 Akku
- 1484686 Aufstehgurt f. Aufstehhilfe, Größe M, Standard-Stoff

Merkmale und Zubehör



Aufstehgurt

Innovatives Gewebe für verbesserten Komfort und einfaches Handling. Größen: S, M, L und XL.



Transfergurt

Bietet zusätzliche Beinabstützung. Für unterstützenden und komfortablen Transfer. Größen: S, M, L und XL.



Unabhängiges Laden

Externes Ladegerät und Zusatzakku für 24 Std. Einsatz.

Technische Daten

Invacare® Reliant 350 Transfer- und Aufstehlifter	Bestellnummer
Elektrischer Aufstehlifter mit manueller Fahrgestellspreizung	RPS350-1FR
Weiteres	
Gewicht	49 kg
Belastbarkeit	158 kg
Fahrgestellhöhe	110 mm
Farbe	Beige