

HOMELIFT

Kompakter Personenlifter



faltbar




HMS - VILGO
fabricants de matériel médical



Produkte-Vorteile

Neu : 2-farbig, moderne und ästhetische Farben



Einfach zum Aufstellen und Zusammenfallen.
Praktisch : Stift mit Haltekette.



360° drehbarer Spreizbügel mit 4 Sicherheitshaken.

Vertikale Lagerung in gefalteter Position.

Motorblock mit Batterie austauschbar und 3 m langes Ladekabel mit Aufrollsystem.



Schutzkappe, um Beschädigungen am Mobiliar zu vermeiden.



Durchdachtes System der Laufrollen erlaubt ein seitliches Verschieben in stehender Position.

Dank Hinterrädern einfaches Verschieben in zerlegter Position.



Doppelaufrollen hinten 100 mm, vorne 75 mm.

Technische Daten

- 360° drehbarer Spreizbügel mit 4 Sicherheitshaken
- Grosse Schiebebügel
- Motorblock mit Batterie austauschbar
- 3 m langes Ladekabel mit Aufrollsystem
- Mechanische Notabsenkung
- Verstellbare Spreizung mit Fussbedienung
- Doppelrollen hinten 100 mm, vorne 75 mm
- Hinterräder mit Bremsen
- Faltbar und zerlegbar

Vorteile

- Kompakt, faltbar und zerlegbar
- Handlich und robust
- Lagerung, Transport und Installation optimiert

Referenzen, Konformität :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| Qualität und Service : | Produkte-Konformität: CE |
| • ISO 9001 Version 2008 | • NF EN 10535 |
| • ISO 13485 Version 2003 | • NF EN 14971 |

Garantie 3 Jahre (exkl. Batterie, Handschalter)

Abmessungen



178



90



10



45



153



Int. 45 à 78
Ext. 56 à 90



115x55x38



35

HOMELIFT

Importeur für die Schweiz:
PROMEFA®

Telefon 044 872 97 79
promefa@promefa.ch
www.promefa.ch