



TELESKOPSTANGE



## GRIPO ALU

GriPO Alu – Eine Stützvorrichtung mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Die Stange ist teleskopierbar und kann werkzeuglos, ohne Gebrauch von Schrauben und Nägel zwischen Decke und Boden festgeklemmt werden. Leicht zusammensetzbar. Leicht zerlegbar und leicht zu versetzen. Decke und Fussboden, wo GRIPO installiert wird, müssen genügend Stärke aufweisen, um einer Last von 100kg zu widerstehen.

<b>Material:</b>	Aluminium und Plastik
<b>Raumhöhe min./max.:</b>	210 – 300 cm
<b>max. Last:</b>	100 kg, horizontal auf Stangenmitte
<b>max. Benutzergewicht:</b>	150kg
<b>Gewicht:</b>	4,7 kg

## ARTIKEL-NUMMERN UND ZUBEHÖR

<b>35100</b>	GriPO Alu, komplett. 210-300cm
<b>35130</b>	Befestigungsklemme 40/22mm (dito wie 35160)
<b>35169</b>	Befestigungsklemme 40/40mm (dito wie 35166)
<b>35199</b>	Befestigungsklemme 22/22mm
<b>35160</b>	Befestigungsklemme 40/22mm (dito wie 35130)
<b>35166</b>	Befestigungsklemme 40/40mm (dito wie 35169)
<b>35161</b>	Befestigungsklemme mit Aufnahme 22mm
<b>35167</b>	Befestigungsklemme mit Aufnahme 40mm
<b>35156</b>	Wandhalter 22mm
<b>35157</b>	Wandhalter 40mm
<b>35148</b>	Handgriff Sister assistance, mit 2 Klemmen (max. Benutzergewicht 110kg)
<b>35133</b>	Handgriff Sister assistance mit Hängegriff (max. Benutzergewicht 110kg)
<b>35186</b>	Sister assistance Stange mit Gleitstopper (max. Benutzergewicht 110kg)
<b>35196</b>	Sister assistance mit 2 Stopper und 2 Klemmen
<b>35132</b>	Hängegriff komplett
<b>35171</b>	Hängegriff mit Moosgummi
<b>35145</b>	Handgriff Triangel komplett mit Befestigungsklemme
<b>35170</b>	Handgriff Triangel mit Moosgummi
<b>35159</b>	Handgriff Semi komplett mit Befestigungsklemme
<b>35172</b>	Handgriff Semi mit Moosgummi
<b>35158</b>	Handgriff Mini vertikal Ø22mm, komplett mit Befestigungsklemme.
<b>35149</b>	Querstange 75cm Ø22mm.
<b>35151</b>	Querstange 75cm Ø22mm mit Moosgummi
<b>35150</b>	Querstange 75cm Ø40mm
<b>35152</b>	Querstange 160cm Ø40mm.
<b>35154</b>	Sitz komplett mit Befestigungsklemme (max. Benutzergewicht 110kg)
<b>35173</b>	Sitz komplett ohne Befestigungsklemme (max. Benutzergewicht 110kg)
<b>35165</b>	Tisch 46x35cm, komplett mit Befestigungsklemme
<b>35155</b>	Tisch 46x35cm, komplett ohne Befestigungsklemme
<b>35174</b>	Deckenplatte inkliniert, anpassbar
<b>35153</b>	Deckenplatte für schwache Decken Breite 70 cm.
<b>35197</b>	Halter für Toilettenpapier
<b>35198</b>	Halter für Toilettenpapier mit Befestigungsklemme 22/22
<b>35201</b>	Halter für Toilettenpapier mit Befestigungsklemme 40/22.



**35100**  
Gripo Alu komplett



**35100**  
Gripo Alu komplett



**35145**  
Handgriff Triangel komplett  
mit Befestigungsklemme

**35100**  
Gripo Alu komplett




**35159**  
Handgriff Semi komplett  
mit Befestigungsklemme




**35100**  
Gripo Alu komplett




**35158**  
Handgriff MINI Vertical  
mit Befestigungsklemmen





**35100**  
Gripo Alu komplett



**35100**  
Gripo Alu komplett

**35100**  
Gripo Alu komplett



**35148**  
Handgriff SISTER assistance  
komplett mit Hängegriff



**35145**  
Handgriff TRIANGEL komplett  
mit Befestigungsklemme



**35100**  
Gripo Alu komplett



**35148**  
Handgriff SISTER assistance  
komplett mit Hängegriff



**35145**  
Handgriff TRIANGEL komplett  
mit Befestigungsklemme





35100  
Gripo Alu komplett



35100  
Gripo Alu komplett

2x 35100  
Gripo Alu komplett



35149  
Querstange  
75cm, Durchmesser 22mm



35160  
Befestigungsklemme  
(40/22mm)



35161  
Befestigungsklemme  
mit Aufnahme (40/22mm)



2x 35100  
Gripo Alu komplett



35149  
Querstange  
75cm, Durchmesser 22mm



35160  
Befestigungsklemme (40/22)



35161  
Befestigungsklemme  
mit Aufnahme (40/22mm)






**35100**  
Gripo Alu komplett



**35127**  
Alu-Rohr  
Handgriff SISTER assistance



2x **35130**  
Befestigungsklemme  
(40/22mm)



**35100**  
Gripo Alu komplett



**35149**  
Querstange 75cm  
Durchmesser 22mm



**35160**  
Befestigungsklemme  
(40/22mm)




**35156**  
Wandhalter  
Durchmesser 22mm

2x 35100  
Gripo Alu komplett



35154  
Sitz komplett  
mit Befestigungsklemme  
Grösse: 40cm x 36cm



2x 35100  
Gripo Alu komplett



35154  
Sitz komplett  
mit Befestigungsklemme  
Grösse: 40cm x 36cm





**35100**  
Gripo Alu komplett



**35165**  
Tisch komplett  
mit Befestigungsklemme  
Grösse: 41 x 31cm



**35100**  
Gripo Alu komplett



**35165**  
Tisch komplett  
mit Befestigungsklemme  
Grösse: 41 x 31cm

## GRIPO ALU

- Unterstützung, wo man sie braucht
- Selbstständigkeit für den Benutzer
- Erleichterung für Pflegepersonal
- Einfach zusammenzustellen
- Keine Schrauben, keine Nägel
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten



Importeur: PROMEFA AG, CH-8184 Bachenbülach  
[www.promefa.ch](http://www.promefa.ch)